



## Skābekļa koncentratori - lietošana, apkope un tīrīšana

Skābekļa terapiju drīkst lietot tikai tad, ja to ir nozīmējis ārsts!

Skābekļa koncentrators ir ierīce, kura atdala skābekli no istabas gaisa, ļaujot skābeklim iziet caur deguna kanilēm vai masku nonākot pie lietotāja.

Lūdzam ievērot norādījumus par skābekļa koncentratora pareizu lietošanu, kopšanu. Iekārtas piegādātājsdarba laikā vienmēr ir pieejams, lai atbildētu uz visiem iespējamiem jautājumiem (kontaktus skatīt zemāk).

### Daži pamata jautājumi saistībā ar Jūsu skābekļa koncentratora lietošanu un kopšanu:

- Iekārtas trauksmes gadījumā vai, ja rodas diskomforts saistībā ar skābekļa terapiju, sazinieties savu medicīnas aprīkojuma piegādātāju un ārstu.
- Skābeklis, ko ražo skābekļa koncentrators, ir papildinošs, un tas nekad nebūtu uzskatāms par dzīvības funkciju atbalstošu.
- Gadījumā, ja ārsts ir konstatējis, ka var rasties nopietnas sekas, skābekļa piegādes patraukšanas gadījumā, nodrošinieties ar rezerves iekārtu.
- Skābeklis veicina degšanu, tāpēc to vajadzētu turēt 3m rādiusā no karstuma vai atklātas liesmas avota.
- Nesmēķējiet un neļaujiet citiem smēķēt koncentratora tuvumā.
- Nelietojiet eļļu vai taukus uz koncentratora vai tā sastāvdaļām, jo materiāli kopā ar skābekli rada ugunsbīstamību un miesas bojājumu iespējamību.
- Nelietojiet koncentratoru, ja ir bojāts kontaktdakša vai strāvas vads.
- Neizmantojiet pagarinātājus vai elektriskos adapterus.
- Nemēģiniet tīrīt koncentratoru, kamēr tas ir pievienots elektrības kontaktligzdai vai citam enerģijas avotam.
- Nedarbiniet koncentratoru, ja nav ievietoti visi filtra.
- Pirms darbināt koncentratoru, pārliecinieties, ka filtri ir pilnīgi sausi.
- Skābekļa koncentratoriem nepieciešama netraucēta ventilācija. Nevajadzētu aizsprostot koncentratora ventilācijas atveres ar jebko, kas kavē gaisa piekļuvi.
- Turiet savu koncentratoru vismaz 20 cm no sienas, lai novērstu karstuma palielināšanos.
- Regulāri vēdiniet telpas.
- Nepārvietojiet iekārtu uz citu adresi, pirms sazināties ar savu iekārtas piegādātāju.

### Lietošanas darbības:

- Iespraudiet koncentratoru iezemētā elektrības kontaktligzdā.
- Ja ir paredzēts mitrinātājs, ielejiet atbilstošu daudzumu ūdens un pievienojiet mitrinātāja pudeli iekārtas skābekļa izplūdes atverei.
- Pievienojiet deguna kaniles pie koncentratora vai mitrinātāja pudeles izplūdes vietas.



- Ieslēdziet koncentratoru. \* Piezīme: Kad koncentrators tiek pirmo reizi ieslēgts, var atskanēt trauksme. Kad koncentrators ir sasniedzis normālus darba apstākļus, trauksmes signālam būtu jāizslēdzas.
- Pielāgojiet plūsmas mērītāju paredzētajā iestatījumā kā noteicis ārsts.
- Uzlieciet deguna kanīles vai masku un elpojiet normāli.

#### Ieteicamā apkope

- **Pirms uzsākt tīrīšanu izslēdziet aprātu un atvienojiet to no strāvas padeves!**

##### Filtri

- Visiem koncentratora modeļiem ir 1 vai 2 gaisa filtri, kas ir novietoti korpusa aizmugurē vai katrā korpusa pusē.
- Izņemiet un iztīriet filtrus vismaz 1 reizi nedēļā.
- Iztīriet filtrus ar putekļusūcēju vai mazgājiet siltā ziepjūdenī, tad rūpīgi izskalojiet un izžāvējiet līdz tie ir pilnīgi sausi.
- Ievietojiet tos atpakaļ savā vietā.

##### Korpuss

- Korpusu tīrīt ar neabrazīvu sūkli vai audumu un ar saudzīgu mājtsaimniecības līdzekli.
- Mitrinātājs
- Tīriet mitrinātāju katru dienu.
- Izmazgājiet to ar ziepjūdeni, tad izskalojiet ar ūdens/etiķa maisījumu attiecība 10:1 un vēlreiz izskalojiet tikai ar siltu ūdeni.
- Piepildiet ar destilētu ūdeni līdz norādītajai atzīmei.

##### Deguna kanīles/maska

- Nomazgājiet deguna kanīles/masku ar ziepēm un ūdeni divas reizes nedēļā.
- Nomainiet deguna kanīles/masku ik pēc 2 nedēļām vai, ja skābekļa padeves vadus iekšpusēparādās mitrums. Mitrums var veicināt baktēriju augšanu, un izraisīt infekciju.
- Nomainiet deguna kanīles/masku pēc saaukstēšanās vai gripas.

#### Trauksmes signāli

Lielākajai daļai koncentratoru ir gan dzirdami, gan arī vizuāli trauksmes signāli. Ja ieslēdzas trauksmes skaņa, sazinieties ar savu iekārtas piegādātāju.

**1 reizi gadā iekārta jānogādā piegādātājam uz iekārtas gada apkopi!**

Linde Gas SIA

Tālrunis: 67023900

E-pasts: ksc.lv@linde.com